

Pakiet 1: Opakowania, sterylizacja - parowa i suche gorące powietrze									
L.P.	NAZWA, OPIS	j.m	ilość / op	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Taśma samoprzylepna z indykatorem parowym długości 55m x 19mm	rolka	25						
2	Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do kontroli sterylizacji parą wodną; populacja 10 ⁶ ; wstępny odczyt po 3 godz. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta łatwo odklejalna, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej; kompatybilne z inkubatorem SMART WELL	szt.	1000						
3	Walek z tuszem do metkownicy typu Famos-rolka podwójna NOWE	szt.	3						
4	Walek z tuszem do metkownicy dwurzędowej	szt.	3						
5	Etykiety podwójnie klejone ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. 750 etykiet na rolce. Kompatybilne z metkownicą dwurzędową typu Famos.	rolka	50						
6	Test Bovie& Dick 3,5-4 min 134 st.C, w postaci paska testowego , odczyt testu na podstawie oceny przesunięcia substancji wskaźnikowej, kompatybilny z przyrządem testowym PCD Control. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy dwa przyrządy PCD.	szt.	500						
7	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek typu Seal Check o wymiarze 180mm w postaci arkusza bez folii. Opakowanie = 250szt.	op.	1						
8	Zintegrowany test chemiczny kl. 5 zgodny normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalną substancją wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym okienku. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim. Testy kompatybilne z przyrządem PCD.	op.	50						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

Pakiet 2: System monitorowania mycia i dezynfekcji									
L.P.	NAZWA, OPIS	j.m	ilość / op	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Testy sprawdzające skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów w myjniach-dezynfektorach zgodne z ISO15883.Substancja wskaźnikowa koloru czerwonego, w postaci koła, umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do archiwizacji.	op.	6						
2	Jednorazowy, gotowy do użycia test kontroli mycia w myjniach ultradźwiękowych. Wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszce. Opakowanie = 50szt.	op.	5						
3	Test kontroli dezynfekcji termicznej- 90st/5min-samoklejący. Opakowanie 50 szt	op.	3						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

Pakiet 3: Ochrona narzędzi

L.P.	NAZWA, OPIS	j.m	ilość / szt.	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Osłonki przezroczyste na narzędzia do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, mycia, sterylizacji; średnica / wysokość [w mm]	2,7 x 19,0	100						
2		3,2 x 25,0	100						
3		4,7 x 25,0	100						
4		1,6 x 25,0	100						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

Pakiet 4: Plomby

L.P.	NAZWA, OPIS	j.m	ilość / op	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plomby do kontenera, kolor czerwony z wytłaczanym numerem o wymiarach 3x4 cm, op. 100 szt	op.	3						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									

Pakiet 5: Opakowania, sterylizacja - parowa i suche gorące powietrze									
L.P.	NAZWA, OPIS	j.m	ilość / op	cena jedn. netto	cena całkowita dla każdej pozycji (4x5)	stawka podatku VAT (%)	wartość podatku VAT (6x7)	wartość ogółem brutto (6+8)	Nazwa preparatu / Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rękaw papierowo foliowy płaski o gramaturze papieru 70g/m ² ; folia 6-warstwowa; zgrzew fabryczny 3-kanalowy; wskaźniki sterylizacji S/EO/F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią; informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim; na linii zgrzewu fabrycznego umieszczony piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku; każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiającą archiwizację opakowania medycznego; oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,4,5; znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim	rolka 7,5x200m	5						
		rolka 15x200m	30						
		rolka 20x 200m	20						
		rolka 10x 200m	15						
		rolka 25x200m	7						
		rolka 30x200m	5						
		rolka 35x200m	2						
		rolka 40x200m	2						
2	Torebki papierowo- foliowe o gramaturze papieru 70g/m ² ; folia 6-warstwowa; zgrzew fabryczny 3-kanalowy; wskaźniki sterylizacji S/EO/F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią; informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim; na linii zgrzewu fabrycznego od strony folii umieszczony piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku; oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,4,5; znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim	90x135 mm	10						
	Rękaw foliowo-papierowy o gramaturze 70g/m² o rozmiarze 10 cm x 200m. Kierunek otwierania oznaczony na zgrzewie tylko od strony folii; oznaczenie o zmianie przebarwienia wskaźników w języku polskim. Wskaźnik w kształcie jednolitego prostokąta bez prążków. Rolka długość 200 metr szerokość 10 cm	rolka	10						
4	Papier krepowany do sterylizacji, biodegradowalny o okresie utrzymania sterylności wynoszącym 180 dni potwierdzonym certyfikatem. Naprzemiennie pakowany.	arkusz 100x100 cm	600						

5	Papier krepowany do sterylizacji, biodegradowalny o okresie utrzymania sterylności wynoszącym 180 dni potwierdzonym certyfikatem. Naprzemiennie pakowany.	arkusz 120x120cm	100						
WARTOŚĆ OGÓŁEM									